# TP 7 – Constante d'équilibre

Le programme officiel					
Notions et contenus	Capacités exigibles Activités expérimentales support de la formation				
,	Relier le caractère non total d'une transformation à la présence, à l'état final du système, de tous les réactifs et de tous les produits.  Mettre en évidence la présence de tous les réactifs dans l'état final d'un système siège d'une transformation non totale, par un nouvel ajout de réactifs.				
Quotient de réaction Qr. Système à l'équilibre chimique : constante d'équilibre K(T).	Déterminer la valeur du quotient de réaction à l'état final d'un système, siège d'une transformation non totale, et montrer son indépendance vis-àvis de la composition initiale du système à une température donnée.				

Les compétences travaillées dans le cadre de la démarche scientifique					
Compétences	Quelques exemples de capacités associées				
S'approprier	- Rechercher et organiser l'information en lien avec la problématique étudiée.				
Réaliser	<ul> <li>Mettre en œuvre les étapes d'une démarche.</li> <li>Utiliser un modèle.</li> <li>Effectuer des procédures courantes (calculs, représentations, collectes de données, etc.).</li> <li>Mettre en oeuvre un protocole expérimental en respectant les règles de sécurité.</li> </ul>				
Communiquer	À l'écrit comme à l'oral : - présenter une démarche de manière argumentée, synthétique et cohérente ; - utiliser un vocabulaire adapté et choisir des modes de représentation appropriés ; - échanger entre pairs.				

Mesure et incertitudes				
NOTIONS ET CONTENUS	Capacités exigibles			

# Capacités expérimentales

- Mettre en œuvre un test de reconnaissance pour identifier une espèce chimique.
- Respecter les règles de sécurité lors de l'utilisation de produits chimiques et de verrerie.
- Respecter le mode d'élimination d'une espèce chimique ou d'un mélange pour minimiser l'impact sur l'environnement.

# TP 7 – Constante d'équilibre

#### **Matériels**

# Matériels bureau (pour 10 groupes):

# Pour les mélanges :

- 1 flacon de 1L de solution de sulfate de fer III (2Fe<sup>3+</sup>+3SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>) à 2,5×10<sup>-2</sup> mol.L<sup>-1</sup> avec son bécher;
- 1 flacon de 1L de solution de thiocyanate de potassium (K<sup>+</sup>+SCN<sup>-</sup>) à 2,0×10<sup>-3</sup> mol.L<sup>-1</sup> avec son bécher;

# Pour faire le blanc :

- 1 flacon de 50 mL d'acide sulfurique (2H<sup>+</sup>+ SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>) à 5,0×10<sup>-2</sup> mol.L<sup>-1</sup> avec son bécher;

# Pour faire la droite d'étalonnage (Beer-Lambert) :

- 1 flacon de 100 mL de thiocyanatofer III (FeSCN<sup>2+</sup>) à 0,50 mmol.L<sup>-1</sup> avec son bécher;
- 1 flacon de 100 mL de thiocyanatofer III (FeSCN<sup>2+</sup>) à 1,0 mmol.L<sup>-1</sup> avec son bécher;
- 1 flacon de 100 mL de thiocyanatofer III (FeSCN<sup>2+</sup>) à 1,5 mmol.L<sup>-1</sup> avec son bécher ;
- 1 flacon de 100 mL de thiocyanatofer III (FeSCN<sup>2+</sup>) à 2,0 mmol.L<sup>-1</sup> avec son bécher ;
- 1 verre à pied poubelle (rinçage des cuves);

## Pour prélever SCN:

- 1 burette graduée de 25 mL avec son bécher poubelle ;
- 1 bécher de 50 mL pour la solution de thiocyanate de potassium ;

## Pour prélever les mélanges :

- 1 espace libre pour mettre les 5 solutions préparées par les élèves ;
- 1 verre à pied poubelle (rinçage des cuves);

#### *Matériels au fond de la salle (pour 10 groupes) :*

# **Pour prélever SCN**:

- 1 burette graduée de 25 mL avec son bécher poubelle ;
- 1 bécher de 50 mL pour la solution de thiocyanate de potassium ;

#### Pour prélever les mélanges :

- 1 espace libre pour mettre les 5 solutions préparées par les élèves ;
- 1 verre à pied poubelle (rinçage des cuves);

# *Matériels élèves :*

- 2 béchers de 50 mL;
- 3 béchers de 100 mL;
- 2 éprouvettes graduées de 50 mL;
- 1 pipette jaugée de 10 mL;
- 1 pipette jaugée de 20 mL;
- 1 poire à pipeter;
- 1 spectrophotomètre ; (les lectures sont faites en direct sur la console)
- 10 cuves de spectrophotométrie ;
- 1 pc avec Regressi.

# TP 7 – Constante d'équilibre (Manuel Belin p 156 – 157)

# 1. Introduction

# atiques Déterminer la constante d'équilibre d'une transformation chimique

Une transformation chimique peut s'arrêter parce que le réactif limitant est intégralement consommé, mais certaines transformations s'arrêtent alors que le réactif limitant est encore présent dans le milieu réactionnel.

Les ions fer(III) Fe3+ et les ions thiocyanate SCN réagissent pour former des ions colorés thiocyanatofer(III) de formule FeSCN<sup>2+</sup>, cette transformation étant limitée.

Au cours de cette transformation chimique, les concentrations en quantité de matière des réactifs et des produits évoluent jusqu'à atteindre un état d'équilibre final.

La relation entre les concentrations des espèces chimiques dans l'état final dépend-elle de l'état initial?



Synthèse des ions colorés thiocyanatofer(III)

La transformation chimique entre les ions fer(III) Fe3+ et les ions thiocyanate SCN- est modélisée par une réaction chimique dont l'équation est :

 $Fe^{3+}(aq) + SCN^{-}(aq) \rightleftharpoons FeSCN^{2+}(aq)$ 

# 2. Etude qualitative

# Protocole 2 : Étude qualitative de la transformation chimique

- 💶 Préparer dans un bécher un mélange de 30 mL de la solution SFE de sulfate de fer(III) et 30 mL d'une solution T2 de thiocyanate de potassium de concentration  $2.0 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot L^{-1}$ .
- Partager ce mélange en trois parts égales dans trois béchers :
- la première part servira de témoin ;
- · ajouter dans la deuxième part 10 mL de la solution S<sub>FE</sub> contenant des ions fer(III);
- ajouter dans la dernière part 10 mL de solution T2 contenant des ions thiocyanate;
- noter les observations.



# 3. Etude quantitative

# 3.1. Détermination de la constante d'équilibre

Établir un tableau d'avancement associé à la réaction d'équation  $Fe^{3+}(aq) + SCN^{-}(aq) \rightleftharpoons FeSCN^{2+}(aq)$ . Et montrer que l'avancement final de chaque mélange du **protocole** est donné par la formule :  $x_f = \lceil FeSCN^{2+} \rceil_f \times V$  avec V le volume total du mélange.

**5** Écrire l'expression littérale du quotient de réaction  $Q_{r,f}$  dans chaque état final du **protocole 3**, associé à la réaction étudiée en fonction de  $n_{F,i}$ ,  $n_{T,i}$ ,  $x_f$  et V.

# 3.2. Caractéristique du spectrophotomètre

 $FeSCN^{2+}$  est une espèce colorée, on peut déterminer sa concentration grâce à un spectrophotomètre. Il faut donc au préalable déterminer la constante k de la loi de Beer-Lambert :  $A=k\times[FeSCN^{2+}]$ .

Mesurer l'absorbance (à 580 nm) des 4 solutions étalons puis déterminer la valeur de k à l'aide de regressi.

### 3.3. Réalisation des mélanges

Suivant les indications du professeur, réaliser un seul mélange ci-dessous :

# Protocole 2 : Étude quantitative de la transformation chimique

10 Réaliser les mélanges ci-dessous en utilisant la solution  $T_2$  de thiocyanate de potassium de concentration  $2.0 \times 10^{-3}$  mol·L<sup>-1</sup> et la solution  $S_{FE}$  de sulfate de fer(III).

Mesurer l'absorbance de chaque mélange à la longueur d'onde de 580 nm et déterminer à l'aide de la courbe d'étalonnage obtenue avec le protocole 1, la concentration [FeSCN<sup>2+</sup>]<sub>f</sub> des ions thiocyanatofer(III) dans l'état final de chaque mélange.

Compléter le tableau ci-dessous.

Mélange	$M_1$	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>	M <sub>4</sub>	M <sub>5</sub>
Volume V <sub>F</sub> de solution S <sub>FE</sub> (mL)	10,0	10,0	10,0	10,0	20,0
Volume V <sub>T</sub> de solution T <sub>2</sub> (mL)	10,0	15,0	20,0	25,0	25,0
Quantité de matière $n_{\mathrm{F,i}}$ d'ions Fe³+ dans l'état initial (µmol)	250	250	250	250	500
Quantité de matière $n_{\mathrm{T,i}}$ d'ions SCN $^-$ dans l'état initial ( $\mu$ mol)	20	30	40	50	50
Absorbance A					

#### 3.4. Résultats

6 À l'aide d'un tableur, créer et compléter le tableau du **protocole** 5 faisant apparaître les quantités de matière initales, A, [FeSCN<sup>2+</sup>],  $x_f$  et  $Q_{r,f}$ .

Conclure.